



EXAME BRASIL

POU - POTASSIO NA URINA 24 HORAS

Finalidade

Útil na avaliação do balanço hidroeletrolítico e acidobásico. Sua maior aplicação reside no diagnóstico diferencial das hipocalêmias, no sentido de separar as de causa renal daquelas de origem não-renal.

Material

Urina 24H

Preparo

- Não fazer esforço físico durante a coleta.
- O cliente deve manter sua rotina diária.
- Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.
- A higienização da genitália é realizada com água e sabão neutro.
- Nas mulheres, lavar e secar sempre de frente para trás. Nos homens lavar retraindo o prepúcio para uma adequada limpeza do meato uretral.
- Refrigerar a urina de 24 horas desde o início da coleta.
- Informar todo o volume urinário coletado no período de 24 horas.