



EXAME BRASIL

GLI - GLICOSURIA FRACIONADA

Finalidade

Material

Urina 24 Horas

Preparo

- Urina de 24 horas coletada em intervalos de 6/6 horas.
- Manter as amostras refrigeradas desde o início e registrar o período de coleta de cada fração.
- Informar o volume urinário de cada fração coletada. Exemplo.
 - . Colher de 06:00 as 12:00 horas
 - . Colher de 12:00 as 18:00 horas
 - . Colher de 18:00 as 24:00 horas
 - . Colher de 24:00 as 06:00 horas
- Não fazer esforço físico durante a coleta.
- O cliente deve manter sua rotina diária.
- Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.